

Pluslife Mini Dock

**Dispositivo portatile di tipo POCT
per la diagnosi molecolare rapida
con tecnologia RHAM in microfluidica**

Risultati in 30 minuti

Reagenti liofilati in cartuccia
pronta all'uso

Portatile e stand alone



Caratteristiche peculiari

- Test molecolare **CE-IVD** rapido **senza estrazione**
- **Risultato positivo in 15 minuti** e risultato negativo in 30 minuti
- Dimensioni **compatte** e adatto all'uso in ambito ambulatoriale e in pronto soccorso
- Utilizzabile come strumento **stand-alone**
- **Completa tracciabilità** di campioni e reagenti mediante software installato su PC e barcode reader
- Possibilità di stampa del **report**
- Collegamento al **LIS**

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x W x H)	101 × 86 × 63 mm
Peso	210 g
Capacità	1 modulo da 1 campione
Range di temperatura	30-75°C
Alimentazione e potenza	5 V, 3 A, 10 W
Connettività	USB type C

Test disponibili

Test	Target
SARS-CoV-2 Nucleic Acid Testing Card	Geni N e ORF1ab di SARS-CoV-2 in tamponi nasali
SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B Nucleic Acid Test Card	SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B
Influenza A/Influenza B/RSV Nucleic Acid Test Card	Influenza A, Influenza B e RSV
CT/NG/UU Nucleic Acid Test Card	<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i>

Materiale fornito

	Pluslife Mini dock		Cartuccia pronta all'uso
	Porta cartuccia		Tubo con terreno di trasporto predosato e tappo contagocce
	Cavo di alimentazione		Sacchetto per lo smaltimento in sicurezza
	Cavo USB		Tampone per prelievo
	Alimentatore		

Informazioni per gli ordini

prodotto	codice	formato
Pluslife Mini Dock	9427	-
SARS-CoV-2 Nucleic Acid Testing Card	9426	10 test
SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza B Nucleic Acid Test Card	9999	10 test
Influenza A/Influenza B/RSV Nucleic Acid Test Card	9998	10 test
CT/NG/UU Nucleic Acid Test Card	9997	10 test

Visita il sito emb.eurospital.com per maggiori informazioni sui nostri prodotti della linea **EMB-Eurospital Molecular Biology Product Line**

